

FFFT (エクスプレスクリア300)

エクスプレス切花栄養剤

消費者用切花栄養剤

エクスプレステクノロジーが使われたこの2製品は、消費者用切花栄養剤の革命的な製品です。全ての切花に使用でき、切戻しをしなくても、水揚げと栄養補給を行いながら導管閉塞を抑制し、切口を清潔に保ち、茎の中の水の流れをスムーズにします。

そうです、これが私達のエクスプレステクノロジーです！

皆様のお客様は、切戻しをしなくても変わらない花持ちに、きっとこの製品の虜になることでしょう！

そしてお客様は、万が一切戻しを忘れてしまっても美しい花を長い期間楽しむことができます。

それはお客様の手元での花持ちの「心配」を解決することになるでしょう！

FFFT、エクスプレス切花栄養剤の特徴

- 切戻しが不要。切戻しをしなくても素晴らしいパフォーマンスを発揮
- 切戻しをしないので、すぐに簡単に花を生けられる
- 切花の退色を抑制
- FloraLife®の切花栄養剤と変わらないパフォーマンス
- もちろん切戻しをして使用しても問題なし。より水揚げ性能がアップ
- 全ての切花に使用可能

ご使用方法

- 3g小袋：本製品一袋を300mlの水に入れ希釈液を作る
- 5g小袋：本製品一袋を500mlの水に入れ希釈液を作る
- 200ml小ボトル：本製品をワンプッシュ（2ml）し100mlの水に入れ希釈液を作る（50倍希釈）
- 希釈液に浸かる部分の葉を取り除く
- ① **切戻しをせず**にそのまま希釈液に切花を入れる
- ② **切戻しをして**、希釈液に切花を入れる
- 夏場で2~3日、冬場で3~5日の間で水替えを行う
- 水替えの際、新しい希釈液に再度入れる場合は切戻しをしなくても、してもよい

販売サイズ

FFFT：5g（500ml用）小袋

エクスプレス切花栄養剤：3g（300ml用）小袋

200ml 小ボトル（プッシュボトル仕様）

500ml 詰替え用

