



フローライフ®

FloraLife®

Experts In Flower Care

製品カタログ
2021

フローライフ®ブランドについて

「フローライフ®」は、1938年米国シカゴで創業したフローライフ社により、世界初の切花用栄養剤として発売されたブランドです。2007年にスミザーズオアシス社による買収で、花卉業界のリーダー2社が一体となり、生産から販売まで切花に関するニーズを全てカバー。常にお客様のそばにいる最適なパートナーとして技術とサービスを提供しております。「フローライフ®」は花の生産・流通に関わる、すべての方を応援いたします。



「フローライフ®」は花にも人にも快適な環境をつくれます。

切花の日持ちに関わる要因

切花を長く楽しんでいただくために大切な事
・日々の管理 ・環境づくり

花の選定

新鮮な花、日持ちのする品種を選ぶ事。
→「フローライフ®」を使用した時に大きな差が生まれます。

エチレン

植物ホルモンの一種であるエチレンは、花に熟成作用を与え開花や成長を加速させます。
→エチレンガスの発生を防ぐ為、傷んだ葉や花は取り除く必要があります。

温度管理

花の管理で最も重要な事は温度管理です。
→温度を調節し、低温を保つ事で、花の呼吸を低下させ、消耗による鮮度の低下も防ぎます。

弊社がお勧めするスタンダードのシステム

水揚げ



素早い水揚げは、切花を水の無いストレスから開放、エチレンの発生を抑制します。
→水揚げ促進剤クイックディップ100で作業効率UP!

バクテリア抑制



バクテリアは茎の導管を詰まらせ、水揚げの効率を下げます。
→クリア200、ローズクリア200、イージードーズなどを使用し、バクテリアを発生させない事が重要です。


栄養



切花は呼吸する事で、たくさんのエネルギーを消費します。
→美しさを保つためには、切花栄養剤で糖分補給が必要なのです。

世界各地の拠点

北米を中心に、南米、ヨーロッパ、アジアとスミザーズオアシス社と共に世界に拠点があるフローライフ社。クオリティーの高い製品を世界中で購入でき、サポート体制も万全です。



CONTENTS

フローライフ社の想い	2P
花の日持ちに関わる要因	2P
世界各地の拠点	3P
早見表 各商品の特徴	4P
フローライフ®製品 使い方組み合わせ早見表	5P
クリーナープラス、クリーナーワイプス	6P
100シリーズ（主に生産者様） クイックディップ・お客様の声、PRG100、ローズ100	7P-9P
200シリーズ（主に生産者様、生花店様、花束加工業者様） エクスプレスクリア200・お客様の声、クリア200、ローズクリア200、希釈器、イージードーズ	10-13P
フィニッシングタッチ・お客様の声	13-14P
300シリーズ（消費者様） 切花栄養剤、バラ用切花栄養剤、FFFT(エクスプレスクリア300)	14P

フローラライフ®製品使い方早見表

フローラライフ®の商品の特徴です。生花店でお取扱いの花材に合わせて組み合わせてお使いになる事をお勧めいたします。2Pの花の日持ちに関わる要因に『水揚げ』『バクテリア対策』『栄養』をプラスする事で、花保ちが驚くほど変わりお客様に喜んでいただける要素が増えます。

品名	糖	抗菌	水揚げ	黄化抑制	蒸散の正常化	対象	特徴
クイックディップ100	×	×	○	×	×	全ての花、葉物、枝物	水揚げのみ
PRG100	×	○	○	×	×	全ての花、葉物、枝物	抗菌、水揚げに特化。葉物、和花にも有効。200シリーズ、PC100と混ぜて使用できる。
ROSE100	×	○	○	×	×	全ての花、葉物、枝物	バラ用の水揚げ、抗菌剤だが全ての花材に使用可能。枝物に対する水揚げ性能も高く、夏場のユーカリにもお勧め。1000倍希釈。
ハイドレート ハイドランジア100	×	○	○	×	×	アジサイ類	アジサイの水揚げ成功率は非常に高い。常温で24時間~48時間以上希釈液に浸けると、葉焼けが発生する可能性があるので注意が必要。
PC100	×	○	×	○	×	キク科、葉物	キク科植物の葉の黄化抑制。葉物特にゼラニウム の黄色化抑制にも効果あり。PRG100との併用が可能。
クリア200	○	○	○	×	×	全ての花	オールマイティな性能。抗菌、水揚げ、糖が主成分
ローズクリア200	○	○	○	×	×	バラ、トルコキキョウ、カーネーション、ダリア等、より糖を必要とする花に	特に糖を必要とする花に有効。トルコキキョウの蕾も綺麗に色が出る。成分的にはクリア200に近いが、よりバラに特化した成分で構成されている。エチレンに弱い切り花にも有効。
エクスプレスクリア200	○	○	○	×	×	全ての花	切戻しをしなくても水があがる、驚異的な水揚げ性能を持つ。水揚げが心配な花に。ユリ科植物は、長期間の使用で葉の黄化が促進される可能性あり。製品イメージとしては、クリア200に水揚げ性能をプラスしたイメージ。
フィニッシングタッチ	×	×	△	○	○	全ての花、葉物、枝物	花卉細胞へ糖の再分配+蒸散の正常化（抑制はしない）+葉の黄化抑制。花や葉にフワッとかかるようにスプレーして使用。ダリア、カラー、アンズリウムへの使用が特におすすめ。

新しくラインナップされた商品を含め、必要かつ導入しやすい製品の組み合わせをご提案致します。
※こちらに記載しております早見表はご使用の目安です。

	生花店						消費者				
品 種	商品 1		商品 2		商品3		商品 4		商品 5		追 記
バラ	QD100	+	PRG100	+	RC200		+	切花栄養剤バラ用			
				+	Exp.C200		+	切花栄養剤バラ用			
菊&マム	QD100	+	PC100	+	C200		+	切花栄養剤			
		+	PC100	+	Exp.C200		+	切花栄養剤			
カーネーション	QD100	+	PRG100	+	C200		+	切花栄養剤			
	QD100	+	PRG100	+	RC200		+	切花栄養剤			
ダリア				+	RC200	+	FTスプレー	+	切花栄養剤バラ用		
				+	切花栄養剤バラ用		+	FTスプレー	+	切花栄養剤バラ用	
ガーベラ	QD100						+	切花栄養剤			
	QD100	+	PRG100				+	切花栄養剤			
ユリ	QD100			+	C200	+	※FTスプレー	+	切花栄養剤		FTは、葉にスプレー
アルストロメリア	QD100			+	C200	+	※FTスプレー	+	切花栄養剤		FTは、葉にスプレー
ミモザ				+	Exp.C200		+	切花栄養剤			
カラー		+	PRG100			+	※FTスプレー				
ライラック	HH100			+	Exp.C200		+	切花栄養剤			
アジサイ	HH100			+	Exp.C200 or PRG100			+	切花栄養剤		
ヒマワリ	QD100	+	PRG100	+			+	切花栄養剤			
デルフィニウム	QD100			+	C200		+	切花栄養剤			
リンドウ	QD100			+	C200		+	切花栄養剤			
リシアンサス (トルコギキョウ)				+	C200、RC200			+	切花栄養剤バラ用		
アンスリウム	QD100	+	PRG100			+	FTスプレー				
千両	QD100	+	PRG100	+	Exp.C200		+	切花栄養剤			
葉 物	QD100	+	PRG100			+	※FTスプレー				葉が黄化しやすいものに使用
	QD100	+	PRG100								
ローズゼラニウム	PC100	+	PRG100			+	※FTスプレー				
枝 物	QD100			+	PRG100	+	※FTスプレー	+	切花栄養剤バラ用		葉が黄化しやすいものに使用
枝 物 （桜、桃）	QD100			+	RC200 or Exp.C200			+	切花栄養剤バラ用		
枝 物 （雪柳、小手毬等）	QD100			+	RC200 or Exp.C200		+	FTスプレー	+	切花栄養剤バラ用	



HH100 QD100



PRG100



Exp.C200 C200 RC200



FT スプレー



切花栄養剤
切花栄養剤バラ用

※が付いてる
場合は、
葉にスプレー

クリーナープラス



1L (原液)
(100倍希釈)

花びんから作業台まで一気に“洗浄”

花びんやバケツをバクテリアから守り、
ハサミやナイフの雑菌を除去、
作業台も清潔で綺麗に保つための商品。
被膜が大切な道具をバクテリアから守ります。

使い方 原液は100倍に希釈して使用。クリーナープラスを噴霧後スポンジでこする。

効果 清潔に保ち、バクテリアや細菌の発生を抑える。

成分 洗浄成分/消臭成分

■5日後の水道水の中でのバクテリアの発生数(CFU/ml of solution)
※10,000cfu/mlを超えると花保ち劣化に影響を及ぼします。

バケツと花びんでのバクテリア発生状況	バケツ	花びん
1 洗浄なし	400,000	500,000
2 水での洗浄	19,000	21,000
3 クリーナープラスで洗浄	200	300

品番	品名	容量	入数			参考上代
			バック	数	ケース	1個
84-12019	クリーナープラス (原液)	1L	1	12	12	¥4,300

クリーナーワイプス



75sheets

クリーナープラスが、シートになりました！

花びんから作業台まで
いつでも気軽に簡単にさっとひとふき。
その習慣が大切な道具をバクテリアから守ります。

使い方 シートを一枚ずつ広げ拭きとる。

効果 清潔に保ち、バクテリアや細菌の発生を抑える。

成分 洗浄成分/消臭成分

品番	品名	容量	入数			参考上代
			バック	数	ケース	1個
84-18003	クリーナーワイプス	75枚入/約410g			1	¥2,600

水揚げ剤

クイックディップ



水揚げ時間を大幅に短縮する“水揚げ促進剤”

“ディップした?”でおなじみの『クイックディップ』は2秒浸して鮮度保持剤の希釈剤に浸けるだけ。

水が下がってしまった花にも効果があり、作業効率が上がります。

使い方 切り戻し後、2秒浸して水揚げ処理をするだけ
* 容器に移して使用。濁ったら捨て、新しい液と交換。

効果 水揚げりが格段に向上。
* 水が下がってしまった花にも効果的、
* クイックディップは最初の水揚げを促進。
その状態を保つためには、
クリア200やローズクリア200、
エクスプレスクリア200との併用が効果的。

成分 界面活性剤/pH調整剤/ミネラル



品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
80-32019	クイックディップ100	200ml	10	4	40	¥700
80-32009		1L	1	12	12	¥2,500
80-32012		4L	1	6	6	¥7,200
80-32024		15L			1	¥27,000

Pick Up Item!

クイックディップ

Quick Dip 100

使い方

お花が、水揚げ処理
元気に、**2秒** 浸すだけ!
水を吸う。



実験結果

試験開始直後



試験開始から約1時間後



※ともに、生け水として通常の水を使用

お客様の声

他社品に比べて割高ですが、性能の差は歴然です。
他社品を使いましたが結局クイックディップに戻ってきました。

生花店A
40代男性

繰り返し使用する事ができますし、水揚げパフォーマンスが高いまま維持してくれるので手放せなくなりました。

生花店B
30代女性

クイックディップのおかげで、水揚げ作業の不安がなくなりました。
また、水揚げ作業（業務量）が平準化できたように思います。

生花店C
40代女性

抗菌剤 PRG100



約500錠/約125g



PRG100用
ピルクラッシャー

抗菌作用で状態を整え新鮮さを長く保つ

温室・キーパー・冷蔵庫内での使用が可能で使いやすい『PRG100』
ベントネックを抑え葉を健康的にシャキッとさせます。
さらに水をきれいに保つため、導管閉塞を抑制します。
全ての花に使用可能です。

使い方 清潔な花桶、花びんに水2リットルを入れ、そこにPRGを1錠入れ希釈液を作る。
希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切戻しをして使用。
バケツに入れる花の本数や水揚げをしている場所の温度により
差が出るが、切花を入れてから3日を目安に希釈液を交換。

効果 PRG100のみで水揚げの状態を保ちます。
*糖が入っていないため、特にバラやダリア、トルコキキョウには
ローズクリア200の使用を推奨。

成分 抗菌剤/pH調整剤

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			パック	数	ケース	
80-48005	PRG100	約500錠/約125g			1	¥8,000
FL-0001	ピルクラッシャー				1	¥1,000

黄化抑制剤 PC100



約500錠/約225g

キク科切花の葉の黄化を抑制します！

キク科切花の問題は、花はまだ綺麗なのに葉の黄化によって
商品価値が低下すること。PC100はその黄化を抑制し、
キク科切花の品質低下を防ぎます。

使い方 清潔な花桶、花瓶に水2リットルを入れ、そこにPC100を1錠入れて希釈液を作る。
希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切戻しをして使用。
また、PC100の希釈液2LにPRG100を、エクスプレスクリア200の希釈液2Lに
PC100を1錠入れて、混合液を作り使用することも可能。
処理時間は、常温で4時間、2～5℃で16時間。

効果 キク科切花の葉の黄化抑制

成分 黄化抑制成分/抗菌剤/pH調整剤

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			パック	数	ケース	
14400KE	PC100	約500錠/約225g			1	¥12,000

水揚げ抗菌剤

ローズ100



25L

品質に差が出る生産者専用前処理剤

水揚げを改善し、最適化。

バクテリアの増殖を強力に抑制するので、輸送リスク低減などに効果的。
バラ以外の草花系切花や枝物の水揚げにも効果が認められています。

使い方 清潔な花桶に1000倍の希釈液を作り、希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切り戻しをして使用。冷蔵庫内(3℃~5℃)で希釈液を7日間使用可能。

効果 バラの切花の水揚げと採花後の状態を素早く改善。
品質改善と花保ち延長効果、バクテリアの増殖を強力に抑制。
*「ローズ100」には糖分が入っていないため、バラ切花の輸送には、ローズクリア200の使用がお勧め。

成分 抗菌剤/界面活性剤/pH調整剤

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
80-51008	ローズ100	25L			1	¥90,000

アジサイ用水揚げ抗菌剤

ハイドレートハイドランジア100



4L

1L

アジサイ水揚げの新常識

アジサイの水揚げに驚異の力を発揮します！

アジサイの水揚げを驚異的に改善。

今まで苦労していたアジサイの水揚げが一気に楽に、たのしくなります。

使い方 清潔な花桶、花瓶に200倍の希釈液を作り
(例1Lの水に対し、ハイドレートハイドランジア5ml)、
希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切り戻しをして使用。
処理時間は、常温で4時間、2~5℃で24時間。
処理後は、PRG100もしくはエクスプレスクリア200の希釈液で保管。

効果 アジサイ切花の採花後の水揚げを素早く改善。
品質改善と、花持ち効果延長、バクテリアの増殖を強力に抑制。

成分 抗菌剤/界面活性剤/pH調整剤

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
80-82012	ハイドレートハイドランジア100	1L	1	12	12	¥2,400
80-82013		4L	1	6	6	¥8,400

プロ用切花鮮度保持剤

エクスプレスクリア200



15L

4L

“切り戻し不要”の革新的な「切花鮮度保持剤」

フローライフから画期的な“プロ用切花鮮度保持剤”登場！
バラ切花の水揚げ時に切り戻しをすることなく、「水揚げ」と
「栄養分の補給」が一度にできる商品『FloraLife® Express Clear200』
店舗保管だけでなく輸送にも使用出来る優れもの。

使い方 清潔なバケツに100倍希釈液を入れ、
希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切り戻しせずに入れるだけ。
(*切り戻ししても問題ありません。)

効果 水揚げの促進と栄養補給、導管閉塞の抑制、バントネックの抑制。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル

6つのメリット

1

世界初！
バラ切花の茎の
切り戻しが不要※1

2

バラの乾式輸送でも
切り戻しをせずに
水揚げが可能

3

切り戻し不要で、
手間・作業時間・
怪我のリスクを軽減

4

仕入れ時の長さのまま、
店頭での保管が可能

5

菊類でも
切り戻し不要※2

6

切り戻しを行うことで、
水揚げがさらに向上※3

※1当社調べ ※2品種によっては切り戻しをした方が効果が高いケースがあります。 ※3実験結果参照



希釈器



小型希釈器

※ホース、シャワーヘッド等は、
お客さまご自身でご用意ください



うすめ太郎

希釈器

クリア200、ローズクリア200、
エクスプレスクリア200用

店頭で自動的に100倍希釈できます。
スペースやご予算に合わせ、
3タイプのご用意がございます。

エクスプレスクリア200

Express Clear 200

水揚げ比較実験

1日目



14日目



バラ サムライ08

【試験期間】


2015年8月10日(月)～8月24日(月) 14日間

【試験期間】

①全ての試験区で24時間以上乾式状態に置いた花材を使用。

②1試験区10本使用。

③試験期間中は、茎の切り戻しなし。




DATA 温度：25℃/湿度：60%/日照時間：12時間/照度1000ルクス

1日目



14日目



輪菊 精の一世

【試験期間】

2015年8月10日(月)～8月24日(月) 14日間

【試験期間】

①全ての試験区で24時間以上乾式状態に置いた花材を使用。

②1試験区10本使用。

③試験期間中は、茎の切り戻しなし。

葉の
水揚げが
持続

DATA 温度：25℃/湿度：60%/日照時間：12時間/照度1000ルクス

お客様の声

繁忙期には、とにかく重宝します。
エクスプレスクリア200の希釈液
とにかく入れて水揚げし、後で
ゆっくり再度水揚げしています。

生花店A
50代男性

もうこれが無いとダメ!他の商品
と比較して水揚げから花持ちが
一番良かったので、使い続けて
います。

生花店B
40代女性

スポットライトが直接当たる場所
でも、花がしおれる事なくシャキッ
とし続けてくれます。

生花店C
40代男性

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
81-42006	エクスプレスクリア200	4L	1	6	6	¥8,400
81-42030		15L			1	¥25,920
81-41007		200L			1	¥267,000
83-78056	DEMA大型希釈器				1	¥150,000
83-78087	DEMA小型希釈器				1	¥30,000
SS-0001	うすめ太郎 (小型希釈器)*				1	¥3,500

*こちらは通常卸価格とは異なり、生花店様の購入価格になります。

プロ用切花鮮度保持剤 クリア200



切り花の鮮度保持力が格段にアップ

輸送中や店舗で、全ての切花への最適な栄養と抗菌、水揚げ効果で店頭で販売に適した管理が可能。

迷ったときは「これ!」と言えるほどのオールマイティな鮮度保持剤です。

使い方 清潔な花桶、花瓶に100倍希釈液を作り、希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切り戻しをして使用。

効果 バクテリアの発生を抑制し栄養分も補給。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル



4L、15Lシリーズ用ポンプ

クリア200、ローズクリア200、エクスプレスクリア200、業務用フラワーフード300にご使用になれます。
ワンプッシュ20ml

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
81-22001	クリア200	4L	1	6	6	¥6,800
81-42029		15L			1	¥21,600
81-10006		200L			1	¥220,000
83-78036	ポンプ（クリア200 4L用）				1	¥2,400

プロ用切花鮮度保持剤 ローズクリア200



バラ専用の鮮度保持剤、バラの鮮度保持に貢献

バラに必要な栄養分をギュッと濃縮。

クリア200にバラに必要な成分が追加され効果を発揮。

フローライフ製品の中で一番バラのブルーイングを抑制します。

使い方 清潔な花桶、花瓶に100倍希釈液を作り、希釈液に浸かる部分の下葉を取り除き、切り戻しをして使用。

効果 バクテリアの発生を抑制し栄養分も補給。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル

※バラ専用品は、品種により平均20%の鑑賞期間改善に貢献します。(当社比)

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
81-42031	ローズクリア200	15L			1	¥32,400

プロ用切花鮮度保持剤

イージードーズ®



2L用

バケツに入れるだけで抗菌・水揚げ・栄養補給を実現

小袋の中の有効成分が水に溶け出す事で効果を発揮。
切り花を長くきれいに楽しむためのワンステップです※持ち歩きにも便利です。

使い方 2Lの水に小袋1袋を入れるだけ。

効果 バクテリアの発生の抑制と適切な栄養分の補給。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル

品番	品名	容量	入数			参考上代
			バック	数	ケース	1個
81-35040	イージードーズ 2L用				1400	¥40

花保ち促進

フィニッシングタッチ



15L

4L

500ml

植物の必要な栄養分をきちんと運ぶスプレー

ブーケやアレンジメントを制作した後、スプレーする事で
お客様の手元まで新鮮さを保ったままお届けできます。

使い方 花束やアレンジメントにスプレーするだけ。

効果 花や葉の潤いを保つ。

成分 ミネラル/栄養分/pH調整剤



200ml

お客様へ
お勧め商品
ご家庭でも
フレッシュ感を
キープ

品番	品名	容量	入数			参考上代
			バック	数	ケース	1個
83-32008	フィニッシングタッチ (スプレー)	200ml	10	4	40	¥980
83-32002		500ml	1	20	20	¥1,900
83-32010	フィニッシングタッチ (詰め替え)	4L	1	6	6	¥11,300
83-32022		15L	1	1	1	¥40,000

Pick Up Item!

フィニッシングタッチ

Finishing Touch

実験結果

クリスマスツリーの
モミの木にも
効果があります。



Finishing Touch



使用なし

実験結果

フィニッシングタッチのおかげ
で、安心してブーケや装飾に
ダリアが使えるようになりました。

ウェディング専門店A
30代男性

ダリア、カラー、アンスリウム
の日持ちがいっきに改善しま
した。宅配でのお届けでも
安心してお出しする事ができ
ます。

生花店A
40代女性

エクスプレス切花栄養剤/切花栄養剤

切り戻しをしなくても水が揚る「切花栄養剤」、エクスプレス切花栄養剤

プロ用に開発されたエクスプレスクリア200（切花鮮度保持剤）の技術を応用した消費者用商品。購入後の切花をご家庭で切り戻しをしなくてもスムーズに水分や栄養分等を吸収できるようにします。

【エクスプレステクノロジーとは？】

花は切花になった瞬間に樹液や空気等で導管が塞がれてしまいます。その際、切り戻しを行わずに水などに活けただけでは、水分や栄養分が十分に吸収されません。エクスプレステクノロジーは、塞がれた導管を開き、切り戻しをしなくてもスムーズに水分や栄養分等を切花が吸収できるようにします。1938年から現在までのフローライフ®の研究の成果を結集して作り出した全く新しい技術です。

実験結果



Clear200 + 水

Clear200 + 切花栄養剤

これ1本でプロの技！

200ml
(50倍希釈)500ml
(50倍希釈)

6つのメリット

1

プロの水揚げ技術をお客様のご家庭で簡単に再現できる

2

生花店からお客様への水揚げに関する説明の簡略化が可能

3

水がよく揚がりお客様から生花店へのクレーム低減が図れる

4

切り戻し不要なのでお子様でも刃物を使わずに花を生けられる

5

開花と退色抑制に最適な糖濃度で、長く切花を楽しめる

6

切り戻しをすることで水揚げがさらに向上

すべての花に

使い方 3gの小袋は300mlの水に製品を希釈し、**切り戻しをせずに使用**（切り戻ししてもよい）。ボトルは50倍の希釈液を清潔花びんに入れて使用。

切花栄養剤の小袋が、装いも新たに新登場！

水の濁りを抑えて透明感を保ち、花を美しく長く咲かせます。

夏場は特に効果絶大！

お客様にお薦めし花保ちを実感していただきたい商品です。

使い方 3gの小袋は300mlの水に製品を希釈し、**切り戻しをして使用**。
ボトルは50倍の希釈液を清潔花びんに入れて使用。

効果 バクテリアの発生をより抑制し、栄養分を補給。 **成分** 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル
花保ちを延長し、開花をサポート。

業務用4L
ボトル

フラワーフード300

- 冷蔵庫を置いていない生花店、室温での保管や花をより咲かせたい場合、イベントなどで大量に使用する際にお使いください。
- イベントやディスプレイには、オアシス®フローラルフォームに希釈液を吸水させてご使用ください。糖分を必要とする花、きれいに開花が必要な場合に効果的です。

すべての花に

小袋

3g
(300mlの水用)200ml
(50倍希釈)500ml
(50倍希釈)

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			バック	数	ケース	
82-25250	クリア300 300ml（粉末）バルク	3g			2,000	¥9
82-25251	クリア300 300ml（粉末）バルク				1,000	¥10
82-25252	クリア300 300ml（粉末）		100	10	1,000	¥13
82-85072	エクスプレスクリア300 300ml(粉末) バルク				2,000	¥10
82-22036	切花栄養剤(フラワーフード 300)	200ml	10	4	40	¥500
82-22022	切花栄養剤（詰め替え）	500ml	1	20	20	¥880
82-22027	フラワーフード300	4L	1	6	6	¥7,000
82-82006	エクスプレス切花栄養剤(200mlボトル)	200ml	10	4	40	¥600
82-82013	エクスプレス切花栄養剤(詰め替え)	500ml	1	20	20	¥1,060

消費者用商品

バラ用切花栄養剤



200ml
(50倍希釈)

バラ専用、ご家庭用切花栄養剤

一般用「切花栄養剤」(フラワーフード300)にバラの開花と花保ちに必要な成分をプラス。バラのブルーイングを抑制し、水揚げを助け、水の透明度を長く保つので、ご家庭での鑑賞期間を延ばします。

使い方 50倍の希釈液を花瓶に入れ、切戻しをして使用。

効果 バクテリアの発生をより抑制し、栄養分を補給。
花保ちを延長し、開花をサポート。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル

品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			パック	数	ケース	
82-42001	切花栄養剤 バラ用	200ml	10	4	40	¥680

消費者用商品

FFFT(エクスプレスクリア300)



5g

切戻し不要の切花栄養剤が粉末で新登場！

エクスプレス切花栄養剤が、装いも新たに新登場。
全40パターンのイラストは、楽しく花の雑学が学べます。

使い方 500mlの水に本製品を溶かして使用。
切戻しをしなくても水揚げ可能。

効果 バクテリアの発生を抑制し、栄養分を補給。
花持ちを延長し、開花をサポート。

成分 糖類/界面活性剤/pH調整剤/ミネラル




品番	品名	容量	入数			参考上代 1個
			パック	数	ケース	
82-85070	FFFT (エクスプレスクリア300) 500ml (粉末) バルク	5g			1,000	¥14
82-85071	FFFT (エクスプレスクリア300) 500ml (粉末)		100	10	1,000	¥16

『切花栄養剤』比較実験

水道水だけの場合と比べて花保ちが良くなり、しかもきれいに咲きます。

【生花店/クイックディップ100+クリア200】+【ご家庭/切花栄養剤】の組み合わせが最良の鮮度保持を可能にします。



DATA 温度：25℃/湿度：60%/日照時間：12時間/照度1000ルクス

もっと長くきれいに、切花の鮮度を保つ

フローラライフ®

クリーナープラス クリーナーワイプス

花びんやハサミ、ナイフなどの
バクテリア対策に



クイックディップ

水揚げ効果が大幅に向上する
“水揚げ促進剤”



100シリーズ

PRG100

PC100

ローズ100

ハイドレートハイドランジア100

抗菌剤



200シリーズ

エクスプレスクリア200

クリア200

ローズクリア200

イージードーズ®

バクテリアが繁殖しにくい水で水揚げを



フィニッシング タッチ

花や葉の潤いを保ち、鮮度をキープ



300シリーズ

消費者用商品

切花栄養剤

バラ用切花栄養剤

エクスプレス切花栄養剤

FFFT

栄養を補給し、ご家庭での花保ちを向上



ウェブサイト

※ QRコードでもアクセスできます。

<http://www.floralife.com/jp>



YouTube

フローラライフ 5ステップ

検索



||||| oasis® |||||
POST-HARVEST PRODUCTS

スミザーズオアシス ジャパン ☎ 0120-187096

©Smithers-Oasis Company 2020. All rights reserved.
Sep 2020